

Garantía Limitada de por Vida

Calidad es el sello de todos de los productos de Lumex®. De confianza por profesionales de cuidado de salud y usuarios por más de 50 años, Lumex tiene una línea completa de asistencia para pacientes y asientos especializada de asistencia sanitaria.

Los productos de Lumex son diseñados y hechos a estándares precisos y son revisados cuidadosamente antes de envió. La Garantía Limitada de por Vida es un expresión de nuestra confianza en los materiales y factura de nuestros productos. Somos dedicados a proveer productos que pueden dar años de servicio fiable a nuestros clientes.

GF Health Products, Inc. garantiza las partes específicos de estos modelos de Lumex escritos en el forro de este “hangtag” para la vida del producto sobre ser libre de defectos en materiales y factura cuando usado por el propósito entendido, sobre condiciones normales, y pródigo que el producto reciba cuidado apropiado.

Partes cubiertos debajo de esta garantía incluye: marco, soldadura, tornillos, componentes de posicionar el marco. Artículos específicos “excluidos” de esta garantía de cual quiere tipo: “TODAS” otras partes no mencionados específicamente arriba. La garantía no se extenderá a componentes no durables como accesorios punta, cuales son sujetos a desgaste normal y requieren remplace periódico. Esta garantía no incluye cargos de labor incurridos con instalación de partes de reemplazo o cargos de transporte o carga asociados al fabricante.

Si hay un defecto en el producto que se cubra por la garantía, nosotros, a nuestra opción, podemos reparar o reemplazar el producto.

Para información adicional de este producto de Lumex o esta garantía, por favor de llamar a su distribuidor autorizado de GF Health Products, Inc.

Instructions for Use – Please Read All Instructions Before Use. Setup

- Remove frame, seat, lid, pail, cover, and splash guard from carton.
- Attach seat and then lid to rear support of frame. Place slash guard or pail and cover in frame.
NOTE: When installing the seat onto the frame, make sure that the seat is evenly spaced between the side frames to ensure proper stability.
NOTE: Push down firmly until the seat snaps into place.
NOTE: DO NOT use excessive force when installing the seat and lid.

Adjusting Leg Height

- Depress the height adjustment button and slide the lower leg upward or downward until the height adjustment button is fully engaged in the desired hole.
NOTE: An audible “click” will be heard.
- Repeat for other 3 legs.
CAUTION: Ensure that all four commode legs are adjusted to the same height, and that all height adjustment buttons protrude fully through adjustment holes before use.

Inserting Back Bar

- Remove back bar from carton.
- Insert back bar into channel guides on back of commode until back bar push buttons protrude fully through channel guide holes (you will hear an audible click).

Use Commode over Toilet


- Set commode to desired height (described in previous steps)
- Remove commode pail and lid.
- Position splash guard in place onto pail supports
- Remove back bar (described in previous steps)
- Lift toilet bowl seat
- Place commode over toilet with slash shield positioned over the center of the toilet bowl. Commode is now ready for use. Clean seat and splash guard with disinfectant after each use.

Use as Bedside Commode

- Set commode to desired height (described in previous steps)
- Lift commode seat and lid and place commode pail onto pail supports. Ensure that pail is properly positioned below commode opening.
- Place commode seat down. Commode is now ready for use.
- When use is finished using commode, place commode pail lid over commode pail to contain odors.
- Remove pail and lid simultaneously to empty pail. Clean seat and pail with disinfectant after each use.

Arm Adjustment

- Drop Armrest:** to drop the armrest, push on the release lever inwards to release the armrest. This releases the armrest allowing for the transfer on and off the commode.
- Raise Armrest:** to raise the armrest, lift the armrest to the upright position, ensuring that the push button protrudes fully from locking hole.



Features

- Arms drop independently below seat level for safe lateral transfers
- Easy-to-release drop arm mechanism may be operated by patients lacking manual dexterity
- Arms automatically lock in raised position
- Removable back bar facilitates use as a bedside commode, raised toilet seat or toilet safety frame
- Welded steel construction increases strength and stability
- Cushioned armrests enhance user comfort
- Easy to attach plastic seat [6433A, 6433A-2]
- Easy to attach padded seat [6437A]
- Comes complete with commode pail, cover and splash guard
- Maximum weight capacity of 300 lb
- Designed to meet the requirements of HCPCS code: E0165

Características

- Apoyabrazos se bajan independiente abajo del nivel del asiento para transferir lateral con seguridad
- Fácil de soltar mecanismo puede ser operado por pacientes quienes tienen destreza limitada
- Apoyabrazos se asegura automáticamente en la posición subida
- Respaldo desmontable facilita uso como inodoro al lado de cama, asiento elevado o marco de inodoro para seguridad.
- Construcción de acero aumenta esfuerzo y estabilidad
- Apoyabrazos acolchonados aumentan comodidad de usuario
- Fácil de sujetar asiento plástico [6433A, 6433A-2]
- Fácil de sujetar asiento acolchonado [6437A]
- Viene completa con el balde de inodoro, tapa y salpicadera
- Capacidad de peso máximo de 300 lb
- Diseñado a reunir los requisitos de código de HCPCS: E0165

© 2009, GF Health Products, Inc., 2935 Northeast Parkway, Atlanta, Georgia 30360.
Made in China. www.grahamfield.com

Specifications subject to change without notice
Especificaciones son sujetas a cambio sin aviso

GF0500036RevC09



Silver Collection Steel Drop Arm Commode

Colecion Plateado Inodoro de Acero

Baja Apoyabrazo

Items 6433A, 6433A-2 & 6437A



User Instructions and Warranty Information

Important: Read Before Use

Instrucciones e Informacion de la Garantía

Importante: Lea Antes de Uso



Instrucciones Para Uso – Lea y Entiende Todas Las Instrucciones Antes de Uso.

Montaje

- Saque el marco, asiento, tapa, balde, tapa del balde y el escudo de salpicadura del cartón.
- Sujeta el asiento y después la tapa al soporte trasero del marco. Coloque el escudo de salpicadura o el balde con tapa en el marco.
Nota: Cuando estas instalando el asiento en el marco, asegurate que el asiento esta puesto dentro el centro de los marcos del lado para asegurar estabilidad apropiado.
Nota: Apreté firmemente hasta que el asiento se asegurar en puesto.
Nota: NO utilice esfuerzo excesivo cuando instalando el asiento y la tapa.

Ajustando la Altura del Inodoro

- Apriete el botón de ajustamiento de altura y deslice la parte inferior de la pata hacia arriba y abajo hasta que el botón de ajustamiento esta asegurado en el hueco deseado
Nota: Se oye un “clic” cuando esta puesto.
- Repita para las otras 3 patas.
CAUTION: Asegure que todas cuatros patas están ajustados a la misma altura y que todos los botones de ajustamiento sobresalen por los huecos de ajustamiento antes de uso.

Instalando el Agarre de Respaldo

- Remueve el agarre de respaldo del cartón.
- Inserta el agarre de respaldo en las guías de canal en la parte trasera del inodoro hasta que el los botones de apretar sobresalen completamente por los huecos de la guía de canal (si va oír un “clic” audible).

Utilizar el Inodoro Sobre el Inodoro de Casa

- Ajuste el inodoro a la altura deseada (descrito en los pasos anteriores).
- Retira el balde y la tapa del inodoro.
- Posicione el escudo de salpicadura en sitio en los soportes de balde.
- Retira el soporte de espalda (descrito en los pasos anteriores).
- Levante el asiento de la taza de servicio.
- Ponga el inodoro sobre la taza de servicio con el escudo de salpicadura sobre el centro de la taza de servicio. El inodoro esta listo para utilizar. Limpie el asiento y el escudo de salpicadura con desinfectante después de cada uso.

Utilizar como Inodoro de Uso de Dormitorio

- Ajuste el inodoro a la altura deseada (descrito en los pasos anteriores)
- Levante el asiento y la tapa y ponga el balde del inodoro en los soportes del balde. Asegure que el balde esta posicionado apropiadamente debajo de la abertura del inodoro.
- Ponga el asiento del inodoro abajo. El inodoro esta listo para uso.
- Cuando has terminado de usar el inodoro, ponga la tapa del balde para contener olor.
- Retira el balde y la tapa al mismo tiempo para vaciar el balde. Limpie el asiento y balde con desinfectante después de cada uso.

Ajustamiento de Apoyabrazo

- Bajar Apoyabrazo:** para bajar el apoyabrazo empuje la palanca hacia adentro para soltar el apoyabrazo. Esto suelta el apoyabrazo para permitir transferir sobre y fuera del inodoro.
- Subir Apoyabrazo:** para subir el apoyabrazo, levanta el apoyabrazo en su posición vertical, asegurando que el botón de apretar sobresale completamente por el hueco.

Lifetime Limited Warranty

Quality is the hallmark of all Lumex® products. Trusted by healthcare professionals and end-users for over 50 years, Lumex features a full line of patient aids and specialty healthcare seating.

Lumex products are designed and built to precise standards and are carefully inspected prior to shipment. This Lifetime Limited Warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products. We are dedicated to providing products that will give our customers years of dependable service.

GF Health Products, Inc. hereby warrants specific parts of the Lumex products listed on the cover of this manual for the lifetime of the product against defective workmanship and/or material defects when used for the purpose intended, under normal conditions, and provided the product receives proper care

Parts covered under the lifetime warranty include: (frame, welding, screws, frame locking components). Specific items "excluded" from this warranty of any kind are: "ALL" other parts not specifically listed above. The warranty does not extend to non-durable components, which are subject to normal wear and require periodic replacement.

Should a product defect that is covered by this warranty arise, we will, at our option, repair or replace the product.

For additional information on this Lumex product or this warranty, please contact an authorized GF Health Products, Inc. Distributor.

MANTENIMIENTO

- Utilice una solución de jabón suave y agua, enjuague con agua limpia y seca con una toalla suave. Asegure que el inodoro esta enjuagado bien antes de uso.
- Nunca utilice solventes orgánicos, limpiadores abrasivos en cual quiere parte de este inodoro.
- Cheque seminalmente que los tornillos y perillas están apretados para asegurar que el inodoro esta bueno para utilizar.
- Para garantizar el servicio mejor de su inodoro, siempre pide partes de reemplace de Lumex si son disponible por su distribuidor de GF Health Products, Inc.

Para mas información sobre su producto, partes o servicio de GF Health Products, Inc, por favor de llamar a su distribuidor o visitenos online en www.grahamfield.com.

Directriz de Seguridad – Por Favor De Leer Antes de Uso

NOTA: Examine to das las partes por daño en transporte. Si hay daño en transporte, NO UTILICE. Llame a su empresa de transporte para instrucciones.

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIA: NO DEBE UTILIZAR este producto sin primero leer y entender estas instrucciones y cual quiere otro material como el manual de usuario, manual de servicio hoja de instrucción suministrado con este producto. Si no puedes entender las advertencias, cauciones o instrucciones, llame a su profesional de cuidado de salud, distribuidor o personal técnica antes de tratar de usar este equipo – o si no, herida o daño puede ocurrir.

ADVERTENCIA: Usuarios con capacidades físicas puede ser supervisados o asistidos cuando utilizar el inodoro.

ADVERTENCIA: Este producto tiene una capacidad máxima de peso de 300 lbs.

ADVERTENCIA: Este producto tiene una capacidad máxima de peso de 300 lbs.

ADVERTENCIA: GF Health Products, Inc. no asume ninguna responsabilidad por daño o herida causado por instalación, ensamblaje o uso impropio de este producto.

ADVERTENCIA: Extensiones de patas con puntas de goma TIENEN que estar en contacto con el piso todo el tiempo.

ADVERTENCIA: Asegure que los botones de apretar sobresalen completamente por los mismos huecos de ajustamiento de altura de cada extensión de pata. Esto asegura que las extensiones de pata están asegurados en posición y que el ajustamiento de altura esta uniforme.

ADVERTENCIA: Asegure que la ferretería, tornillos y perillos están apretados todo el tiempo.

ADVERTENCIA: Examine las puntas de goma en las extensiones de patas para grietas o desgaste o si faltan. Reemplace INMEDIAMENTE si estas condiciones existen.

ADVERTENCIA: El asiento del inodoro TIENEN que estar instalado antes de sentarse en el inodoro.

ADVERTENCIA: Si los componentes están dañados o si faltan, llame a su distribuidor de GF Health Products, Inc. inmediatamente.