


Percussion Hammers



Reliability and stability distinguish all of these classical percussion hammers for the exact testing of reflexes. From the simplest model to the **top quality buck hammer**.

- | | | | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------------------|--|-----------------|
| • taylor | Handle made of stainless steel, 20 cm | No. 5030 | • troemner | Handle made of stainless steel, 230 g, 22 cm | No. 5046 |
| • buck | Highest quality finish, chrome-plated, with needle and brush, 18 cm | No. 5035 | • babinsky | Handle chrome-plated, 2 threads on the head of the hammer to either screw in the handle from the side or straight, 24 cm | No. 5052 |
| • dejerine | Handle stainless steel with needle, 21 cm | No. 5038 | • berliner | Handle made of stainless steel, 20 cm | No. 5055 |
| • dejerine | Handle stainless steel without needle, 21 cm | No. 5040 | • queens | Plastic handle, 35 cm | No. 5058 |
| • troemner | Handle made of stainless steel, 180 g, 22 cm | No. 5045 | | | |

Zuverlässigkeit und Stabilität zeichnen alle diese klassischen Perkussionshämmer zur genauen Überprüfung der Reflexe aus. Von der einfacheren Ausführung bis zum **buck-Hammer in Top-Qualität**.

• taylor	Griff aus rostfreiem Stahl, 20 cm	Nr. 5030	• troemner	Griff aus rostfreiem Stahl, 230 g, 22 cm	Nr. 5046
• buck	hochwertige Verarbeitung, verchromt, mit Nadel und Pinsel, 18 cm	Nr. 5035	• babinsky	Griff verchromt, 2 Gewinde am Hammerkopf zum seitlichen oder geraden Eindrehen des Hammerstiles, 24 cm	Nr. 5052
• dejerine	Griff aus rostfreiem Stahl mit Nadel, 21 cm	Nr. 5038	• berliner	Griff aus rostfreiem Stahl, 20 cm	Nr. 5055
• dejerine	Griff aus rostfreiem Stahl Nadel, 21 cm	Nr. 5040	• queens	Kunststoff-Griff, 35 cm	Nr. 5058
• troemner	Griff aus rostfreiem Stahl, 180 g, 22 cm	Nr. 5045			

Fiabilité et stabilité caractérisent tous ces marteaux de percussion classiques conçus pour le contrôle précis des réflexes. Du premier modèle au **marteau buck haut de gamme**.

• taylor	manche en acier inoxydable, 20 cm	No. 5030	• troemner	manche en acier inoxydable, 230 g, 22 cm	No. 5046
• buck	fabrication haut de gamme, chromé, avec aiguille et pinceau, 18 cm.	No. 5035	• babinsky	manche chromé, deux filetages au niveau de la tête du marteau, pour le vissage latéral et le vissage droit du manche du marteau, 24 cm	No. 5052
• dejerine	manche en acier inoxydable, avec aiguille, 21 cm	No. 5038	• berliner	manche en acier inoxydable, 20 cm	No. 5055
• dejerine	manche en acier inoxydable, sans aiguille, 21 cm	No. 5040	• queens	manche en plastique, 35 cm	No. 5058
• troemner	manche en acier inoxydable, 180 g, 22 cm	No. 5045			

La **fiabilidad y estabilidad** caracterizan a todos estos martillos de percusión clásicos destinados a la comprobación exacta de los reflejos. Desde la versión más sencilla hasta **el martillo tipo buck**.

• taylor	Mango de acero inoxidable, 20 cm	No. 5030	• troemner	Mango de acero inoxidable, 230 g, 22 cm	No. 5046
• buck	Fabricación de altísima calidad, cromado, con aguja y pincel, 18 cm	No. 5035	• babinsky	Mango cromado, 2 roscas en la cabeza del martillo para enroscar el mango de forma lateral o recta, 24 cm	No. 5052
• dejerine	Mango de acero inoxidable con aguja, 21 cm	No. 5038	• berliner	Mango de acero inoxidable, 20 cm	No. 5055
• dejerine	Mango de acero inoxidable sin aguja, 21 cm	No. 5040	• queens	Mango de plástico, 35 cm	No. 5058
• troemner	Mango de acero inoxidable, 180 g, 22 cm	No. 5045			

адежность и прочность вот что отличает эти классические неврологические молоточки для точной проверки рефлексов. От простых моделей до молоточка **buck высочайшего качества. Сделано в ермании.**

• taylor	рукоятка из нержавеющей стали, 20 см	No. 5030	• troemner	рукоятка из нержавеющей стали, 230 г, 22 см	No. 5046
• buck	высококачественный, хромированный, с иглой и щеточкой, 18 см	No. 5035	• babinsky	хромированная рукоятка, с двойной резьбой на головке молоточка позволяет привинчивать головку лоточка прямо или сбоку, 24 см	No. 5052
• dejerine	нержавеющей стали рукоятка с иглой, 21 см	No. 5038	• berliner	рукоятка из нержавеющей стали, 20 см	No. 5055
• dejerine	нержавеющей стали рукоятка без иглы, 21 см	No. 5040	• queens	рукоятка из пластмассы, 35 см	No. 5058
• troemner	рукоятка из нержавеющей стали, 180 г, 22 см	No. 5045			